

一站式服务

IEC 80601-2-30

标准测试完整方案

全球首创的完整测试方案，适用于无创电子血压计，配备原始数据录制与播放功能，能简化临床试验复杂度、有效降低成本。



模拟器与辅助软件

- ① BPA700 无创血压模拟仪
- ② 脉冲包络线调整软件
- ③ IEC80601-2-30 标准辅助软件

方案内容

配件

- | | |
|---------------|----------------|
| ④ T型转接头 x 1 | ⑥ 100ml 气瓶 x 1 |
| ⑤ 连接管（连接埠）x 5 | ⑦ 500ml 气瓶 x 1 |

培训与服务

- BPA700 基本操作培训 2 小时
- 测试专业咨询 1 小时
- IEC 80601-2-30 测试标准培训 2 小时

选配项目 • 波形播放软件 • C3R3 3 年校验服务及延伸保固

BPA700 测试设置图 – 验证无创血压计

模拟真实临床环境中观察到的各种血压状况，可直接将 BPA700 连接到血压计及患者身上，记录并储存患者血压值以供数据回放，便于验证和优化血压计的算法。

