



一站式服務

智慧血壓手錶 性能測試完整方案

全球首創的完整測試方案，適用於非侵入式智慧血壓手錶，配備原始數據錄製與播放功能，能簡化臨床試驗複雜度、有效降低成本。

模擬器與輔助軟體

- ① BPA700 非侵入式血壓模擬器
- ② 脈衝封包調整軟體
- ③ IEC80601-2-30 標準輔助軟體

方案內容

配件

- | | |
|--------------|------------------|
| ④ T型轉接頭 x 1 | ⑦ 連接管 (連接端口) x 3 |
| ⑤ 客製連接頭 x 10 | ⑧ 連接管 (連接手錶) x 2 |
| ⑥ 二通氣閥接頭 x 1 | ⑨ 100ml 氣瓶 x 1 |

培訓與服務

- BPA700 基本操作培訓 2 小時
- IEC 80601-2-30 測試標準培訓 2 小時
- 測試專業諮詢 1 小時

選配項目 • 波形播放軟體 • C3R3 3 年校驗服務及延伸保固

BPA700 測試設置圖 – 驗證智慧手錶

模擬真實臨床環境中觀察到的各種血壓狀況，可直接將 BPA700 連接到血壓計及患者身上，記錄並儲存患者血壓值以供數據回放，便於驗證和優化血壓計的演算法。

