

DFS100 巡检测试仪



除颤器 / AED 测试仪

可简易及快速验证已安装的 AED 是否功能正常
适用于市面上所有 AED 品牌，专用于售后服务

- 适用于市面上所有 AED 品牌
- 具备 3 种心电图模式：VT（室性心动过速）、VF（心室颤动）或 NSR（正常窦性心律）
- 灯号颜色显示电击能量是否达到自定义标准
- 自定义标准可调整范围为 40 ~ 360 焦耳
- 不需区分极性，可任意接线
- 产品轻巧仅 330 公克，可单手操作设备
- 大量散热孔改善热能聚集及特殊角度可防尘
- 符合国际规范的安全设计，保障使用者安全
- 可拆卸线材，便于收纳

备注：DFS100 计算机软件仅用于自定义设定，而不包含测试功能。





DFS100 除颤器 / AED 测试仪

• 电能测量规格

项目	规格
最大能量	范围: 最高可达 600J
电压	范围: 最高 5000Vp 精确度: $\pm$ (读数的 1% + 2V)
负载电阻	电阻: 50 Ω
最大平均功率	12W · 等于每 30 秒 1 次 360J 的去颤脉冲
可设定电击能量通过范围	40 ~ 360J

• 心电图信号规格

项目	规格
波形	心室颤动、 室性心动过速 ($\geq 234\text{bpm}$)
正常窦性心律 (NSR)	设为 80BPM · 3mV

• 产品规格

项目	规格
温度	操作温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 存储温度: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	10% ~ 90% (未凝结)
联机方式	仅限 USB Type-C 接头
电源	1 颗 9V 电池 (无充电器)
机构	外壳: ABS 树脂 尺寸 (长 x 宽 x 高): 17.0公分 x 8.55公分 x 4.0公分 重量: 330公克

• 合规规格

项目	规格
安全标准	CE: IEC / EN61010-1: 2010 + A1: 2016; 污染等级 2 61010-2-030: 2017
电磁兼容标准 (EMC)	CE: EN61326-1; EN301489-1/EN301489-17 FCC: EMC P15B

* 规格如有更改 · 恕不另行通知。

• 产品标准组合

产品料号	产品叙述
300-DFS100	DFS100 AED 巡检测试仪 主机
D06-9000321	9V 碱性电池
K22-0500101 *	开放式 AED 电缆 (香蕉头公头) · 0.5米 (黑色)
K22-0500102 *	开放式 AED 电缆 (香蕉头公头) · 0.5米 (红色)
N61-0210033	快速接头

* 可客制 AED 电缆介面转接器 · 请与 service@whaleteq.com 联系

• 选购配件

产品料号	产品叙述
K27-1800304	USB Type-A 轉 Type-C 电缆 (公头轉公头) · 1.8米
G34-0600101	DFS 专用包

• 选购校验服务及延伸保固

产品料号	产品叙述
C3	提供鲸扬原厂 (3) 年校验服务 · 鲸扬测试仪可基于 (1) 年期间进行校验 · 确保校验后符合出厂性能规格
R3	产品保固由 (1) 年延长至 (3) 年

• DFS100 使用情境

自定义标准

