

WhaleTeq DFS200 APP Changelog

Version 1.14.10 - 2024-08-21

1. FIX: 修正在 Android 15 以上版本開啟虛擬導覽按鍵功能時，按鍵會覆蓋到畫面的問題

Version 1.14.8 - 2024-07-26

1. CHG: 無效地點不再出現於今日工單的地圖上
2. CHG: 工單頁面新增按鈕僅在有網路連線時可操作
3. CHG: 調整離線時提示多國語
4. CHG: 移除工單頁面離線工單篩選器
5. CHG: 現工單頁面，已完成工單也可加入今日工單
6. CHG: 移除新增保養工單時，處理項目欄位
7. NEW: 新增離線處理、修改工單功能
8. CHG: 今日工單標示已離線完成尚未上傳工單
9. CHG: 調整設定頁面UI/UX
10. CHG: 現工單頁面，超過7天的已完成工單不會轉變為黃色卡片
11. CHG: 移除設定頁面 > 工單到期提醒項目
12. CHG: 今日工單高德地圖版本，下方卡片欄位無資料時隱藏該欄位
13. CHG: 工單退件時退件原因上限為100字
14. CHG: 修正保養工單未進行電擊測試時，依然會跳出波形圖異常提示訊息的問題
15. CHG: 將保養工單以外的工單UI調整為與保養工單風格一致
16. CHG: 將查詢可處理設備人員的API，參數由eqpCode改為sellInfold
17. FIX: 修正設備無對應用戶可處理時，資料顯示錯誤的問題
18. CHG: 現可於App中新增設備之耗材
19. FIX: 修正管理員代為處理的安裝工單 > 詳情，無法顯示安裝人的問題

Version 1.13.3 - 2024-01-21

1. FIX: 修正例行側項列表未正確顯示兒童電擊範圍的問題
2. CHG: 調整例行側項參數名稱上限為25字
3. CHG: 隱藏各頁面返回首頁的按鈕
4. CHG: 調整登入畫面 > 點擊聯絡我們按鈕 > 彈出視窗隱藏取消按鈕
5. FIX: 修正掃描QRcode時確定綁定訊息，確認取消按鈕未翻譯的問題
6. CHG: 設備耗材現不可修改

7. CHG: 設備監測項現不可修改，並加入IOT編碼欄位
8. CHG: 現從其他頁面返回工單詳情頁面時，會自動跳回畫面最上方
9. FIX: 修正保養工單顯示簽名時，簽名圖示會瞬間被放大的問題
10. CHG: 現修改密碼時，密碼組合的規則與Web同步
11. FIX: 修正設定例行測項參數頁面，修正完畢後按返回鈕會回到修改頁面的問題
12. CHG: 防止IOS右滑時返回上一頁的行為
13. FIX: 修正新增例行測項參數列表，若測項名太長會超出可視範圍的問題
14. CHG: 修改密碼頁面多國語言訊息調整
15. NEW: 新增聯絡我們頁面
16. CHG: 登入時儲存設備與版本資訊
17. CHG: 新增工單時，在未得到設備資訊前，不可新增該工單
18. NEW: 新增客戶反饋類型的其他工單
19. CHG: 保養工單電擊功能優化UI、資料錯誤時顯示提示訊息
20. CHG: 移除例行測項拖曳功能
21. FIX: 修正其他工單處理人欄位為用戶帳號的問題
22. CHG: 今日工單隱藏無資料的欄位

Version 1.12.8 - 2024-11-19

1. NEW: 新增編輯設備頁面
2. NEW: 新增推播權限設定
3. CHG: 現管理員可直接處理待分配工單
4. CHG: 新增保養/其他工單後，將直接跳轉到工單頁面並搜尋新工單的設備序號
5. CHG: 新增工單設備選取頁面，快速建立設備後，將返回設備選取頁面並搜尋新建設備的序號
6. CHG: 保養工單處理結果預設改為已處理
7. NEW: 新增保養工單選填功能，可自行決定各大項是否要做測試
8. CHG: 調整保養工單相關頁面UI
9. FIX: 修正新增工單 > 選擇設備頁面，搜尋後資料無法重置的問題
10. CHG: 現登出時會一併清除後端儲存的token
11. CHG: 調整修改設備頁面之UI/UX
12. FIX: 修正保養工單，修改電擊測試波型時，播放波型會被重設為預設值的問題
13. FIX: 修正新增工單 > 快速建立設備 > 儲存後回到新增工單頁面，未自動帶入該設備序號的問題

Version 1.11.4 - 2024-09-06

1. CHG: 例行測項 > 加入測項參數時，將預設值設定為上次選取的選項

2. FIX: 修正DFS連線設備列表有時無法拖曳的問題
3. CHG: 保養工單的電擊測試與電壓測試完成後，存在歷史紀錄頁面中的紀錄額外加上工單編號與設備序號
4. CHG: 移除設備耗材的修改與刪除功能
5. CHG: 保養工單完成後，會儲存用戶裝置資訊與當前app版本
6. CHG: 優化歷史紀錄頁面UI/UX與匯出功能
7. CHG: 新增設備完成時，地址欄位將自動移除前後的空白格
8. CHG: 移除設備 > 詳細 > 基礎資訊 > 安裝地址欄位
9. CHG: 移除教育訓練相關功能顯示
10. CHG: 將新增設備的input欄位加長
11. CHG: 將保養工單 > 是否判定要電擊radio欄位，改為disabled
12. CHG: 新增保養工單時，更換項目預設為全選
13. FIX: 修正今日工單讀取時可能有已讀取完畢卻持續顯示loading的問題
14. CHG: 將歷史紀錄 > AED序號欄位上限調整為32
15. CHG: 設備 > 詳情 > 設備數據詳情API回傳資料前，點選設備數據詳情更多，提示訊息從「暫無設備數據」改為「資料讀取中」
16. CHG: 移除設備 > 詳情 > 設備數據詳情 > 數據來源欄位
17. CHG: 新增保養工單時，更換項目預設為全選

Version 1.10.9 - 2024-07-04

1. FIX: 修正IOS舊版時間轉換問題
2. CHG: 移除重複的下載報告按鈕
3. NEW: 新增快速建立設備功能
4. NEW: 新增檢驗報告頁面
5. CHG: 加強今日工單頁面，工單與地標之互動性
6. FIX: 修正保養工單中點選已測試的電擊測試，測試頁面UI異常的問題
7. FIX: 修正設備 > 詳情 > 監測項管理 > 監測項目名稱，未翻譯為多國語言的問題
8. CHG: 將工單 > 詳情 > 電話欄位加上超連結樣式
9. CHG: 優化隱私權條款與一般條款的內容與排版
10. FIX: 修正DFS連線時無法正常連線的問題
11. CHG: 調整暱稱欄位輸入上限為30
12. FIX: 修正新增工單 > 選擇設備，會列出停用設備的問題
13. FIX: 修正保養工單進入測試頁面，未測試直接返回，會導致工單紀錄DFS200設備序號被改為空值的問題

Version 1.9.7 - 2024-05-30

1. FIX: 修正手動測試頁面，DFS200無法正常輸出波形的問題

Version 1.9.6 - 2024-05-25

1. NEW: DFS新增Custom波型供選擇
2. CHG: 現點擊空白處，可隱藏選擇波型視窗的下拉式選單
3. FIX: 修正新增耗材、配件或監測項時，僅能顯示前10筆資料的問題
4. NEW: 新增掃描QRcode功能
5. FIX: 修正保養工單會將當天到期的耗材視為過期的問題
6. CHG: 現所有工單的照片大小上限為10MB
7. NEW: 現手機可從QRcode詳細資訊頁面，一鍵連結到app對應的設備頁面
8. CHG: 更改初次登入協議頁面
9. CHG: 調整新增例行測項參數的各樣行為，並新增修改測項功能
10. CHG: 設備新增耗材時，現可選擇該耗材到期日
11. CHG: 首次登入時需同意使用條款才可登入
12. CHG: 歷史紀錄頁面中，移除針對測試結果的排序功能
13. FIX: 修正工單有簽名圖時，取消上傳照片會再次觸發上傳簽名圖片的問題
14. CHG: 移除工單查詢選項中的已退回狀態
15. FIX: 修正重新量測AED電池電壓時，量測結束後不會出現確認按鈕的問題
16. CHG: 現只在首次登入時，讀取所有待處理工單資料供離線使用
17. FIX: 修正日期欄位為空值時，會顯示1970-01-01而非留白的問題
18. FIX: 修正設定例行測項參數顯示異常的問題
19. NEW: 現所有工單拍攝照片上傳後將自動儲存到相簿中
20. CHG: 儲存測試資料時，AED序號欄位現可一鍵清除
21. CHG: 所有工單客戶簽名欄位改為非必填
22. CHG: 現首次登入同意用戶條款後，需再同意隱私權條款方可登入
23. FIX: 修正修改保養工單時，電池電壓測試重新量測時數據異常的問題
24. CHG: 新增其他工單時，移除安裝地址欄位
25. FIX: 修正保養工單耗材資訊為空時，可能導致點選確認無反應的問題
26. FIX: 修正NSR波型的振幅數值於各頁面顯示異常的問題
27. FIX: 修正新增工單時，生產日期與保固日期未轉換為當地時區的問題
28. FIX: 修正工單處理結果未選擇或選擇未處理時，依然可以完成工單的問題
29. CHG: 將警報工單的檢測上下線與實際值，改成該值對應的事件描述
30. CHG: 現保養工單上傳之照片不再自動壓縮
31. CHG: 現app僅能縱向瀏覽，於app中不會自動旋轉螢幕

Version 1.8.9 - 2024-03-26

1. CHG: 現僅有登入時會讀取待處理工單資料，而非每次返回首頁時

Version 1.8.8 - 2024-03-02

1. CHG: 延長所有日期選取欄位之年份上限
2. CHG: 保養工單選擇異常時可填寫備註
3. CHG: 保養工單中收到電擊後「是否收到電擊」自動選取「是」的選項
4. FIX: 處理保養工單時判斷該設備是否已啟用授權
5. FIX: 移除設備狀態選單中紫燈與粉燈欄位
6. CHG: 移除今日工單頁面上方地圖選擇器
7. CHG: 移除首頁數據採集頁面
8. FIX: 修正可處理工單人員權限與網頁版不同步的問題
9. FIX: 工單 > 警報/其他工單詳細 > 右下角選單 > 分配，選取人員後未分配
10. FIX: 修正保養工單 > 詳細，選取「異常」與「否」時無法顯示備註的問題
11. FIX: 修正語言選擇為法文時，部分文字與圖案重疊的問題
12. FIX: 修正長時間未量測到AED電池電壓不會顯示0V的問題
13. FIX: 修正DFS管理 > 設定，無法正常輸入待機時間的問題
14. FIX: 修正在工單頁面加入多筆今日工單，到今日工單頁面只會顯示一筆工單的問題
15. CHG: 設備管理頁面中，移除每一個設備的[安裝地址]，並新增[詳細地址]顯示欄位
16. CHG: 管理員或具備工單處理權限的人員，首頁才會顯示今日工單與工單的選項
17. FIX: 修正工單頁面下滑到底，點擊任一工單詳情再返回後，會僅剩10筆資料且下滑無法再取得資料的問題
18. FIX: 修正已處理保養工單>詳細，無法顯示備註內容的問題
19. FIX: 修正今日工單內工單，點選詳細後頁面右下角選單行為不正常之問題
20. CHG: 現在手動測試時可修改電擊範圍
21. FIX: 修正設備詳情的歷史工單，會顯示包含相同產品序號名稱的其他設備之所有工單的問題
22. FIX: 修正app 設備 > 詳情 > 歷史工單，會回傳相似名稱的所有設備之工單資料的問題
23. CHG: 移除歷史紀錄頁面的上傳按鈕
24. FIX: 修正忘記密碼填寫資料並送出後，會顯示驗證碼相關錯誤訊息的問題
25. FIX: 修正新增保養單填寫的備註，於新增後未顯示在工單 > 詳細的問題
26. NEW: 新增在AED電壓測試頁面，可針對該張工單修改出廠電池電壓之功能
27. NEW: 保養工單新增耗材過期時醒目提醒
28. NEW: 保養工單於耗材過期時，可設定延後處理與關閉提醒日期
29. CHG: 移除設備頁面 > 搜尋欄位，每輸入一個字就進行搜尋的行為
30. CHG: 更改時間顯示格式，僅顯示年月日，隱藏時分秒
31. NEW: 更新DFS200待機時間設定，增加待機模式，該模式下不自動關機
32. CHG: 移除DFS裝置設定中的電擊後波形設定

33. FIX: 修正連線到DFS200進行單機手動測試時，電擊前波型設定與裝置設定不同步的問題
34. FIX: 修正新增工單後跳回工單頁面，回上一頁的圖示消失的問題
35. FIX: 修正保養工單以外的工單修改時，簽名圖檔無法正常讀取的問題
36. FIX: 修正移除最後一筆今日工單後，地圖無法即時更新的問題
37. FIX: 修正點選我的消息中的保養工單 > 詳細，跳轉後無法正常顯示工單資訊的問題
38. FIX: 修正從工單詳細頁面返回 設備>詳細>歷史工單時，歷史工單資料不會即時更新的問題
39. CHG: 修改出廠電池電壓格式與上下限
40. CHG: 將電擊測試 > 電擊範圍修改欄位，從上下限調整為標準值與誤差百分比
41. FIX: 修正修改工單時，頁面標題為「處理XX單」而非「修改XX單」的問題
42. NEW: 手動新增保養工單時，先判斷該設備是否有未完成保養工單，若有則不可新增
43. CHG: 電擊測試 > 電擊範圍修改欄位，標準值與誤差百分比皆設為必填
44. CHG: 修改電池電壓測量結果的顯示格式
45. CHG: 修改各處時間相關欄位顯示格式，移除時分秒
46. FIX: 修正修改其他工單時，原本上傳的現場照片不會自動帶入的問題
47. CHG: 若某設備只有一顆電池，則該設備的保養工單的電壓測試頁面中，現無法切換至兩種電池測項
48. NEW: 新增時區功能，現日期相關欄位將根據時區顯示相對應日期
49. CHG: 現保養工單日期相關欄位，每台設備僅最新一筆已完成工單可供修改
50. CHG: 現保養工單日期相關欄位，不再同步更新為設備資料，而是儲存處理該保養工單時所填寫之資料
51. CHG: 現保養工單上傳之圖片會先經過壓縮
52. FIX: 修正首頁 > 手動測試頁面未帶入DFS預設測試範圍，及切換兒童與成人標準時未帶入相應範圍的問題
53. FIX: 修正保養工單 > 手動測試頁面未帶入工單預設值，及切換標準時未帶入相應範圍等問題
54. FIX: 修正警報工單處理狀態為未處理時，依然可以處理成功的問題
55. FIX: 修正設備名稱含有特殊符號可能導致跳頁失敗的問題
56. CHG: 儲存DFS設定時將延遲時間調整為6秒
57. CHG: 將所有種類的工單處理人欄位皆調整為唯讀
58. CHG: 移除登入畫面帳號密碼的長度上限
59. FIX: 修正安裝工單處理人未正確代入的問題

Version 1.6.10 - 2023-8-01

更新及優化

1. 優化與DFS裝置的連線

2. 保養工單處理重新測試電池會自動帶入原結果
3. 保養工單處理只進行電池測試也會記錄序號資訊
4. 建立保養工單時，若有耗材則顯示處理項目
5. 工單必須先被分配到自己才可以處理
6. 工單總覽一次顯示10個，拉到最下面才讀取新的

修正問題

7. 修正手動測試三次電擊錯誤的行為，維持電擊後波形直到重新或離開
8. 修正例行測項非NSR波形無法使用的問題
9. 修正例行測項連續電擊時開啟波形圖會接收錯誤的問題
10. 修正例行測項無法輸入序號的問題，要全部完成才能輸入
11. 修正選擇通過測試範圍時，電擊模式消失的問題
12. 修正DFS裝置設定頁面上下限有些數字無法儲存的問題
13. 修正部分網頁連結失效的問題
14. 修正分配工單無效的問題
15. 修正建立工單時耗材選項未顯示的問題
16. 修正處理工單簽名時選項的語言顯示問題
17. 修正保養工單報告有時遺失DFS序號的問題
18. 修正三次電擊歷史記錄波形顯示錯誤的問題
19. 修正DFS裝置設定預設波形的錯誤
20. 修正iOS連線後DFS裝置可能沒有閃綠燈的問題
21. 修正ipad歷史紀錄波形不完整的問題
22. 修正匯出歷史紀錄功能
23. 修正版本更新訊息錯誤

Version 1.5.8 - 2023-3-10

更新及優化

1. 新增支援法文
2. 優化與DFS裝置的連線
3. 連接裝置的名稱改為顯示序號
4. 保養工單支援多次電擊測試結果
5. 保養工單顯示電擊波形
6. 保養工單檢測項目加入「不適用」(N/A)的選項
7. 保養工單未填選項會標示紅色
8. 保養工單加入修改及下載報告的功能

9. 數據採集可掃描報告的QR code
10. 移除設定頁面的DFS電擊參數選項

修正問題

1. 修正連續量測電池時可能讀到同一值的問題
2. 修正使用ipad及其他平板電腦時，波形可能顯示不完全的問題
3. 修正新增工單時，項目可能重複顯示的問題
4. 修正某些頁面回到上一頁會有誤的問題
5. 修正回復app時，某些項目會被重置的問題

Version 1.4.3 - 2022-10-31

1. Fully support Android 12 and iOS 16.0
2. Improved the stability of wireless connection
3. Synchronized the status light color with IoT
4. Fixed that manual connection sometimes not works

Version 1.3.55 - 2022-08-17

1. Optimized user experience
2. Fixed known issues and improved the stability
3. 【Wireless Settings】 Added confirmation of privacy agreement information when the user logs in for the first time
4. 【Login】 Added UI to select a server to log in
5. 【Today Order】 Fixed the display issue of map
6. 【Order】 Improved and added more detail information

Version 1.2.0 - 2022-01-19

1. Optimized user experience
2. Fixed known issues and improved the stability of the application
3. 【Privacy Agreement】 Added confirmation of privacy agreement information when the user logs in for the first time
4. 【Battery detection】 Added multiple battery detection functions
5. 【Offline cache operation】 Increased the offline cache function, so that maintenance personnel can provide a better service experience

Version 1.1.0 - 2021-09-23

1. Updated Privacy Policy English version
2. Implemented Bluetooth setting auto redirection
3. Implemented new version checking
4. Added button to reverse waveform
5. Fixed the launch page