



Test Solutions for  
Medical Device Manufacturers

# AED 售后维护管理 解决方案

## 3 步骤确保 AED 随时准备就绪

完整 AED 售后解决方案，减轻管理者负担、安心使用 AED。

AED 售后维护管理解决方案整合以下三种专业技术，助 AED 随时保持良好状态：  
定期维护测试、远端即时监控与数据管理，全面降低 AED 持有者的法律风险。

- 首款针对服务合作伙伴设计的 AED 售后维护管理解决方案，提供简单、经济实惠与完整的 AED 测试
- 整合式 AED 管理：AED 即时状态推播、检测报告、即时状态追踪与大数据管理
- 完整的测试解决方案：目视检查、电击能量测试与独立的电池测试，符合法规与标准
- 多设备同时监控：通过简讯或电子邮件获得最新通知



AIMS  
Scan for  
more information

[www.whaleteq.com](http://www.whaleteq.com)

[service@whaleteq.com](mailto:service@whaleteq.com)

8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan

+886-2-2517-6255

+886-2-2596-0702

## • 规格

	功能模块	功能说明
AED CMMS PLATFORM AED 云端运维管理平台	监测	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用指示灯显示设备的警报状态，包括操作状态、设备数据和监控记录</li> <li>以区域地图显示所在位置，具备关键字搜寻功能</li> </ul>
	工单	五种主要工单类型： 安装、警报、保养、教育培训和其他工单 <ul style="list-style-type: none"> <li>各种工单归类清楚，状态显示一目了然</li> <li>以电子邮件通知即时的工单状态</li> <li>提供易于使用的筛选功能，并具有用户自定义的标准</li> </ul>
	销售管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>内建常见的 AED 品牌、型号和配件清单</li> <li>针对 AED 采用渐进式分层管理，包括库存和销售记录</li> </ul>
	报告	<ul style="list-style-type: none"> <li>介面具有修改、提交、签核和下载功能，亦可直接查看检测报告所有资讯</li> <li>支援多语言和公司商标替换功能</li> <li>完整呈现 AED 性能状态，并补充 IEC 60601-2-4 标准的合规建议</li> </ul>
	统计	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供销售、工单和 AED 监控状态的统计数据</li> </ul>
DFS200 APP	设备管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>列出完整设备清单，通过不同的指示灯显示设备状态</li> </ul>
	工单管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>安排工单处理路线</li> <li>查看工单内容和详细资讯</li> <li>上传检测现场照片</li> <li>工单确认后，签名并留存记录</li> <li>工单报告包含完整测试结果</li> </ul>
	手动测试	<ul style="list-style-type: none"> <li>设置测试信号输出和合格标准</li> <li>可根据不同设备品牌、型号自定义多种测试序列（最多六种测试波形）和测试文件</li> <li>显示 AED 的测试结果和输出波形</li> </ul>
	电池测试	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用含负载的探针测量电池电压，并预估剩余电量</li> <li>数据纪录可做为长期趋势观察</li> </ul>

## • 订购资讯

### • 测试系统

项目	说明
DFS200 AED 巡检测试仪套件	包含 DFS200 AED 巡检测试仪、标准配件、USB 线、手提袋和含负载的电池量测探棒
AED 云端运维管理平台 使用许可费 (>100)	最小订购量大于 100 的使用许可费
AED 云端运维管理平台 使用许可费 (<100)	最小订购量大于 10 小于 100 的使用许可费

### • 测试系统 (选配)

项目	说明
租用 DFS200 AED 巡检测试仪 及其测试服务	月租费用，包含：DFS200 AED 巡检测试仪、标准配件、USB 线、手提袋和含负载的电池量测探棒

## • 测试系统架构图

1. 专属 APP    2. DFS200 巡检测试仪    3. AED CMMS    4. IoT 模块 WAIOT-N

