

AED 售後維護管理 解決方案

3 步驟確保 AED 隨時準備就緒

完整 AED 售後解決方案，減輕管理者負擔、安心使用 AED。

AED 售後維護管理解決方案整合以下三種專業技術，助 AED 隨時保持良好狀態：
定期維護測試、遠端即時監控與數據管理，全面降低 AED 持有者的法律風險。

- 首款針對服務合作夥伴設計的 AED 售後維護管理解決方案，提供簡單、經濟實惠與完整的 AED 測試
- 整合式 AED 管理：AED 即時狀態推播、檢測報告、即時狀態追蹤與大數據管理
- 完整的測試解決方案：目視檢查、電擊能量測試與獨立的電池測試，符合法規與標準
- 多設備同時監控：通過簡訊或電子郵件獲得最新通知



• 規格

	功能模組	功能說明
AED CMMSPLATFORM AED 雲端維護管理平台	監測	<ul style="list-style-type: none"> • 使用指示燈顯示設備的警報狀態，包括操作狀態、設備數據和監控記錄 • 以區域地圖顯示所在位置，具備關鍵字搜尋功能
	工單	五種主要工單類型： 安裝、警報、保養、教育訓練和其他工單 <ul style="list-style-type: none"> • 各種工單歸類清楚，狀態顯示一目了然 • 以電子郵件通知即時的工單狀態 • 提供易於使用的篩選功能，並具有用戶自定義的標準
	銷售管理	<ul style="list-style-type: none"> • 內建常見的 AED 品牌、型號和配件清單 • 針對 AED 採用漸進式分層管理，包括庫存和銷售記錄
	報告	<ul style="list-style-type: none"> • 介面具有修改、提交、簽核和下載功能，亦可直接查看檢測報告所有資訊 • 支援多語言和公司商標替換功能 • 完整呈現 AED 性能狀態，並補充 IEC 60601-2-4 標準的合規建議
	統計	<ul style="list-style-type: none"> • 提供銷售、工單和 AED 監控狀態的統計數據
DFS200 APP	設備管理	<ul style="list-style-type: none"> • 列出完整設備清單，通過不同的指示燈顯示設備狀態
	工單管理	<ul style="list-style-type: none"> • 安排工單處理路線 • 查看工單內容和詳細資訊 • 上傳檢測現場照片 • 工單確認後，簽名並留存記錄 • 工單報告包含完整測試結果
	手動測試	<ul style="list-style-type: none"> • 設置測試信號輸出和合格標準 • 可根據不同設備品牌、型號自定義多種測試序列（最多六種測試波形）和測試文件 • 顯示 AED 的測試結果和輸出波形
	電池測試	<ul style="list-style-type: none"> • 使用含負載的探棒測量電池電壓，並預估剩餘電量 • 數據紀錄可做為長期趨勢觀察

• 訂購資訊

◆ 測試系統

項目	說明
DFS200 AED 巡檢測試儀組合	包含 DFS200 AED 巡檢測試儀、標準配件、USB 線、手提袋和含負載的電池量測探棒
AED 雲端維護管理平台 使用許可費 (>100)	最小訂購量大於 100 的使用許可費
AED 雲端維護管理平台 使用許可費 (<100)	最小訂購量大於 10 小於 100 的使用許可費

◆ 測試系統 (選配)

項目	說明
租用 DFS200 AED 巡檢測試儀 及其測試服務	月租費用，包含：DFS200 AED 巡檢測試儀、標準配件、USB 線、手提袋和含負載的電池量測探棒

• 測試系統架構圖

1. 專屬 APP 2. DFS200 巡檢測試儀 3. AED CMMS 4. IoT 模組 WAIOT-N

