





UDiBar

醫療器材標籤管理軟體

醫材製造商專用 編輯與管理 UDI 標籤一步到位



- 1 可編輯標籤，自動帶入變動生產資訊 (PI)
- 2 內建符合 ISO 標準的醫療專用符號
- 3 生成合規的 UDI 條碼，包含 GS1-128 (一維碼) 與 Data Matrix (二維碼)
- 4 編輯與管理各包裝層級對應的標籤底圖及 UDI 內容

企業建置 UDI 需面臨的三大挑戰

UDiBar 系統性解決各項痛點



1 跨部門多人作業，分別使用不同工具，流程繁雜易出錯



2 須由專人負責追蹤 UDI 相關法規，執行編碼及出貨前的確認



3 導入 UDI 須符合 ISO13485 品質管理系統的要求



1 整合所有必要工具，如：條碼生成、標籤編輯與資料管理軟體等等



2 內建條碼檢查及標籤審核機制，簡化流程避免人為失誤



3 提供 UDI 相關二、三、四階文件範本與軟體確效報告



UDiBar

UDI 編碼與歷程追溯



標籤列印
與歷程追溯



標籤編輯
與歷程追溯

整合



輸出



匯出影像或印刷包檔案
以供第三方處理



輸出 UDI 合規標籤



UDI 數據可匯出檔案

*此為單一情境模擬，實際做法視企業實際情況為主



UDiBar
Scan for more information

www.whaleteq.com

service@whaleteq.com

8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan

+886-2-2517-6255

+886-2-2596-0702